



Varenummer 1999908039

Sugeslange, Mediplast, 40m, klar, glat,
indre/ydre Ø: 8/11 mm, usteril



Produktbeskrivelse

Sugeslange på rulle. Anvendes i forbindelse med opsugning af væske/sekret.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Sugeslange
Varemærke	Mediplast
Farve	Klar
Features	Glat, indre/ydre Ø: 8/11 mm, usteril
Materiale	PVC
Ingredienser/sammensætning	Blødgører TEHT
Længde/dybde	40 m
Certifikater	CE, MD
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	39 cm	38 cm	21 cm	



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.