



Varenummer 1999908186

NILFISK

Højtryksrensere, Nilfisk, MC 2C-120/520 T, blå, 1-rums, koldt vand, 2800 omdr./min., 2 l

Produktbeskrivelse

Denne kompakte koldt vandsserie kombinerer høj ydeevne, der øger rengøringseffektiviteten med ergonomi og holdbarhed, hvilket fører til overlegen daglig rengøring.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Højtryksrensere
Varemærke	Nilfisk
Model	MC 2C-120/520 T
Farve	Blå
Features	Koldt vand, 2800 omdr./min.
Længde/dybde	394 mm
Bredde	391 mm
Højde	955 mm
Vægt, netto	27 kg
Strømspecifikationer	2,3 kW
Elkabel, længde	5
Rent/snavse vandtank, kapacitet	2 l
Antal rum	1-rums
Inkluderet tilbehør	Ergo tilbehørssystem

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	39.4 cm	39.1 cm	95.5 cm	