



Varenummer 1999908193

Blodprøvetagningsstol, Simpex Haemo-Lift, Vario, sort, roterbar



Produktbeskrivelse

Haemo-Lift Vario roterbar blodprøvetagningsstol med 2 aftagelige armlæn. Siddehøjde fra 46 - 59 cm., sædedybde 47 cm. Kan holde op til 400kg.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Blodprøvetagningsstol
Varemærke	Simpex
Vareserie	Haemo-Lift
Model	Vario
Farve	Sort
Features	Roterbar
Materiale	Kunstlæder
Certifikater	MD. CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988, MDR (EU) 2017/745
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	65.5 cm	70 cm	126 cm	
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.