



Varenummer 1999908569

## Fryserrensøring, Ecolab Freezer Cleaner, 5 l, uden farve og parfume

### Produktbeskrivelse

Rengøringsmiddel til anvendelse på alle vaskbare overflader i fryserum og dybfrysere. Produktet sikrer rengøring af selv svært besmudsede overflader ved temperaturer ned til -30°C og kan anvendes uden forudgående afrimning af dybfryser og fryserum.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Fryserrensøring
Varemærke	Ecolab
Vareserie	Freezer Cleaner
Features	Uden farve og parfume
pH-værdi (konc.)	ca. 10
Rumindhold, netto	5 l
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) 1272/2008, (EF) nr. 648/2004
Doseringsinstruktioner	Anvendes ufortyndet.
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares forsvarligt, i original emballage, utilgængeligt for børn og ikke i direkte sollys.
Temperatur Tolerance	Fra 0°C til 40°C

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	2 stk	30.4 cm	15.8 cm	37.4 cm	4028159009596
stk	5000 ml				4028159007936



Produktet indeholder ikke farve.



Produktet indeholder ikke parfume.



Produktet bruges til rengøring af køkkener.