

Varenummer 1999908611

**EKG papir, Cardioline , 21x15cm, til
Cardioline AR2100, 200 ark**

Produktbeskrivelse

Printerpapir til Cardioline ekg-apparat

Specifikationer

Produktbetegnelse	EKG papir
Varemærke	Cardioline
Features	Til Cardioline AR2100, 200 ark
Længde/dybde	21 cm
Bredde	15 cm
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Im
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	10 pk	31.8 cm	22.7 cm	9.6 cm	
pk	200 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.