



Varenummer 1999908753

Kolostomipose, SenSura Mio Flex, Maxi, grå, 35 mm, 2-dels, lukket



Produktbeskrivelse

SenSura Mio Flex 2-dels lukket poser med cirkel filter. Neutral grå tekstil.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Kolostomipose
Varemærke	SenSura
Vareserie	Mio Flex
Størrelse	Maxi
Farve	Grå
Features	2-dels, lukket
Hulstørrelse	35 mm
Certifikater	CE, MD
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Holdbarhed, åbnet	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	30 stk	22 cm	15.5 cm	9.5 cm	5708932944816
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

