



Varenummer 1999908791

## Pedalspand, Wesco Multi Collector, hvid, metal/plast/stål, 3-rums, 25+12+12 l, soft-close låg, plast inderspande

- ✓ stilrent design
- ✓ høj kvalitet
- ✓ til flere fraktioner i en spand

### Produktbeskrivelse

Oval pedalspand med mulighed for kildesortering med sine 3 indvendige rum på 25+12+12 liter. Pedalspanden er udstyret med en robust metalpedal, håndtag på bagsiden og luftfilter i låget. Der er et soft-close låg, som også kan låses i en åben position.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Pedalspand
Varemærke	Wesco
Vareserie	Multi Collector
Farve	Hvid
Features	Soft-close låg, plast inderspande
Materiale	Metal, plast, stål
Længde/dybde	45.8 cm
Bredde	58.5 cm
Højde	54 cm
Vægt, netto	8.31 kg
Rumindhold, brutto	49 l
Antal rum	3-rums
Volumen af rum	25+12+12 l
Affaldstype	Middel
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Bortskaffelse af produkt	Kan genbruges eller forbrændes.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	50 cm	58.5 cm	64 cm	4004519105962
stk	1 stk				



Affaldsspand, der er egnet til affaldssortering.



Affaldsspand med en indre plastforing.



Affaldsspand med blødt luk.