



Varenummer 1999909041

T-mellemstykke, Mediplast, transparent



Produktbeskrivelse

Bruges som kobling til manometer, sidder mellem pep-fløjten og en given modstand

Specifikationer

Produktbetegnelse	T-mellemstykke
Varemærke	Mediplast
Sekundær farve	Transparent
Materiale	Plast, silikone
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	16 cm	15 cm	2 cm	7395502090257



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.