



Varenummer 1999909055

Diversey

Gulvvasker, Diversey TASKI, Swingo XP-R, gel, orange, 2-rums, stand-on, 113 l / 140 l, 750 mm

- ✓ Let at stå på og af
- ✓ Fuld 360 graders overblik
- ✓ Stor kapacitet i rentvandstanken
- ✓ Fremragende rengørings- og tørringsresultater
- ✓ Standser automatisk ved aftrædelse af maskinen

Produktbeskrivelse

Den nye generation af TASKI swingo XP maskiner giver komforten fra stand-on rengøring med et uovertruffet overblik omkring maskinen. De batteridrevne kombinationsmaskiner rengør med en enestående bevægelighed, som giver manøvrerdygtigheden fra en meget mindre maskine og et uovertruffet rengøringsresultat. Swingo XP-R er til runde rondeller og børster for kunder med behov for intensiv grundrengøring. Børster og rondelholder skal tilkøbes ved siden af.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Gulvvasker
Varemærke	Diversey
Vareserie	TASKI
Model	Swingo XP-R
Farve	Orange
Features	Stand-on
Længde/dybde	131 cm
Bredde	95 cm
Højde	130 cm
Vægt, netto	452 kg
Strømspecifikationer	1152W, 24V
Vaske/fejebredde	750 mm
Rent/snavsevandtank, kapacitet	113 l / 140 l
Antal rum	2-rums
Direktiver, lovgivning og regler	2006/42/EF, (EU) 2023/1542

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	131 cm	95 cm	130 cm	