



Varenummer 1999909175



Termojakke, Mascot Dundee, L, marine, polyester

STANDARD
100

Produktbeskrivelse

Ultralydssvejset quilt med polyestervat er meget isolerende og mere holdbart end syet quilt. Jakken har en høj ribkrave, nyrebeskytter, rummelige forlommer, samt rib i nedre kant og ved håndled.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Termojakke
Varemærke	Mascot
Vareserie	Dundee
Størrelse	L
Sekundær farve	Marine
Materiale	Polyester
Certifikater	OEKO-TEX.
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk				5708628331456



OEKO-TEX, også kendt som "Confidence in Textiles", er et sundheds- og miljømærke, der bruges over hele verden. Certifikatet sikrer, at tekstiler ikke indeholder stoffer, der er sundheds- eller miljøskadelige.



Produktet må ikke stryges.



Produktet kan vaskes ved 40 grader eller derunder.