



Varenummer 1999909177

Glasrens, Ecolab Per Vetro, 5 l, med farve og parfume

- ✓ Tørre hurtigt op
- ✓ Fjerner fingeraftryk, fedt og olierester
- ✓ Hurtigt og effektivt

Produktbeskrivelse

Glasrengøring Ecolab Per Vetro tørre hurtigt op uden at efterlade striber. Fjerner fingeraftryk, fedt og olierester. Rengører hurtigt og effektivt.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Glasrens
Varemærke	Ecolab
Vareserie	Per Vetro
Features	Med farve og parfume
pH-værdi (konc.)	ca. 7
Rumindhold, netto	5 l
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) 1272/2008, (EF) nr. 648/2004
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares forvarligt, i original emballage, utilgængeligt for børn og ikke i direkte sollys.
Temperatur Tolerance	Opbevares mellem -5°C og 40 °C

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	2 stk	30 cm	15.5 cm	37.7 cm	4028163000947
stk	5000 ml				4028163000930



Produktet indeholder parfume.



Produktet indeholder farve.



Produktet bruges til rengøring af møbler.



Produktet bruges til rengøring af glas.