




Varenummer 1999909207

Staserem, blå, 45x2,5cm, latexfri, rulle af 25 styk



## Produktbeskrivelse

Anvendes til opstasning af vener og arterier. Udviklet til engangsbrug. Latexfri. Tages ud af pakken og rives af i perforeringen.

## Specifikationer

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Produktbetegnelse                | Staserem                   |
| Farve                            | Blå                        |
| Features                         | Latexfri, rulle af 25 styk |
| Engangs/flergangs                | Engangs                    |
| Længde/dybde                     | 45 cm                      |
| Bredde                           | 2.5 cm                     |
| Certifikater                     | CE, MD                     |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Klasse I                   |
| Direktiver, lovgivning og regler | 93/42/EEC                  |

## Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde  | Bredde  | Højde  | EAN |
|-------|------------|---------|---------|--------|-----|
| kll   | 1000 stk   | 48.5 cm | 26 cm   | 20 cm  |     |
| pk    | 25 stk     | 12.2 cm | 11.6 cm | 3.2 cm |     |
| stk   | 1 stk      |         |         |        |     |



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.