

Varenummer 1999909270

Diversey
A SOLENIS COMPANY

Gulvvasker, Diversey TASKI, Swingo 4000 B, Lithium-Ion, orange, 200 l, 850 mm

- ✓ Driftssikker og brugervenlighed
- ✓ God manøvredugtighed og høj ydeevne
- ✓ Fremragende rengørings- og tørreresultater
- ✓ Unik ergonomi og et lavt støjniveau



Produktbeskrivelse

Yderst manøvredugtig ride-on gulvvaskemaskine med Lithium batteri til rengøring af meget store arealer. TASKI swingo 4000 har en høj rengørings-hastighed på 7,5 km/t samt en stor batteri- og tankkapacitet, hvilket gør den ideel til rengøring af de helt store arealer. Med IntelliFlow middel-doseringssystem, der altid sikrer den korrekte mængde rengøringsmiddel og vand på gulvet, opnås markant forøget produktivitet og fremragende rengøringsresultater. Den W-formede skiser giver perfekt vandopsamling, så gulve efterlades 100 % tørre. Børster og rondelholder skal tilkøbes ved siden af.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Gulvvasker
Varemærke	Diversey
Vareserie	TASKI
Model	Swingo 4000 B
Farve	Orange
Længde/dybde	1780 mm
Bredde	890 mm
Højde	1400 mm
Vægt, netto	700 kg
Strømspecifikationer	24V
Vaske/fejebredde	850
Rent/snavsevandtank, kapacitet	200 l

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	178 cm	89 cm	140 cm	