



Varenummer 1999909270

Diversey

Gulvvasker, Diversey TASKI, Swingo 4000 B, Lithium-Ion, orange, 200 l, 850 mm

- ✓ Driftssikker og brugervenlighed
- ✓ God manøvredegtighed og høj ydeevne
- ✓ Fremragende rengørings- og tørreresultater
- ✓ Unik ergonomi og et lavt støjniveau

Produktbeskrivelse

Yderst manøvredegtig ride-on gulvvaskemaskine med Lithium batteri til rengøring af meget store arealer. TASKI swingo 4000 har en høj rengøringshastighed på 7,5 km/t samt en stor batteri- og tankkapacitet, hvilket gør den ideel til rengøring af de helt store arealer. Med IntelliFlow middeldoseringsystem, der altid sikrer den korrekte mængde rengøringsmiddel og vand på gulvet, opnås markant forøget produktivitet og fremragende rengøringsresultater. Den W-formede skiser giver perfekt vandopsamling, så gulve efterlades 100 % tørre. Børster og rondelholder skal tilkøbes ved siden af.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Gulvvasker
Varemærke	Diversey
Vareserie	TASKI
Model	Swingo 4000 B
Farve	Orange
Længde/dybde	1780 mm
Bredde	890 mm
Højde	1400 mm
Vægt, netto	700 kg
Strømspecifikationer	24V
Vaske/fejebredde	850 mm
Rent/snavsevandtank, kapacitet	200 l
Direktiver, lovgivning og regler	2006/42/EF, (EU) 2023/1542

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	178 cm	89 cm	140 cm	