



Varenummer 1999909384

Plastbakke, 22,5x17,5x5,4cm, 1500 ml, hvid, CPET, 1-rums

- ✓ Frost
- ✓ ,
- ✓ Mikroovn
- ✓ ,
- ✓ Pladsbesparende



Produktbeskrivelse

Denne bakke i PP materiale er velegnet til opbevaring af fødevarer på frost. Bakken er i en stærk kvalitet og kan gå direkte fra fryseren til mikroovnen.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Plastbakke
Farve	Hvid
Materiale	CPET
Længde/dybde	22.5 cm
Bredde	17.5 cm
Højde	5.4 cm
Vægt, netto	37 g
Vægt, brutto	37 g
Rumindhold, brutto	1500 ml
Antal rum	1-rums
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EU) 2022/1616, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må ikke anvendes i almindelig ovn.
Temperatur Tolerance	Produktet kan anvendes til langtidsopbevaring ved temperaturer op til stuetemperatur, samt i 2 timer ved temperaturer op til 220C.
Anvendelsestemperatur	Produktet kan anvendes til langtidsopbevaring ved temperaturer op til stuetemperatur, samt i 2 timer ved temperaturer op til 220°C.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	270 stk	60 cm	39.2 cm	24 cm	7321031534221
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.