



Varenummer 1999909403

Blespand, Sangenic Twist&Click XL, hvid, plast, med gråt låg

- ✓ Lukker tæt om bleen
- ✓ Undgå lugtgener
- ✓ Beskytter mod bakterier

Produktbeskrivelse

Affaldsspand specielt til børnebleer. Det smarte forseglingslåg på Twist & Click blespande omslutter alle ubehagelige lugte, og skubber bleerne dybt ned i skraldespanden og holder dine hænder rene. Antibakteriel multi-lag film dræber 99% af bakterierne. Blespanden kan rumme op til 60 bleer*, hvilket betyder færre ture til den udvendige skraldespand. (*Baseret på str. 1 bleer). Ergonomiske greb, der gør den nem at løfte.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Blespand
Varemærke	Sangenic
Vareserie	Twist&Click XL
Farve	Hvid
Features	Med gråt låg
Materiale	Plast
Længde/dybde	29.8 cm
Bredde	26.6 cm
Højde	77.5 cm
Vægt, netto	3225 g
Vægt, brutto	3945 g
Direktiver, lovgivning og regler	(EC) 1907/2006, (EU) 2023/988

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	77.3 cm	33 cm	27.6 cm	5010415350145
stk	1 stk				



Affaldsspand til tunge belastninger.