



Produktdatablad

Blespand, Sangenic/Easiseal Twist&click XL, hvid plast med gråt låg

Varenummer: 1999909403



Varedeklaration

Forpakning: 1 Stk pr. Kolli, 20 Kolli pr. Palle. Produktbetegnelse: Blespand

Varemærke: Sangenic/Easiseal

Vareserie: Twist&Click XL

Produktbeskrivelse: Affaldsspand specielt til bleer. Det smarte forseglingslåg på Twist & Click blespande omslutter alle ubehagelige lugte, og skubber bleerne dybt ned i skraldespanden og holder dine hænder rene. Twist & Click XL blespand og refiller er fremstillet af 98 % genanvendt og genanvendeligt plastik, mens bleposerne er biobaseret og lavet af bæredygtigt fremskaffet sukkerrør, der bliver omdannet til GREENFILM™.

Farve: hvid

Materiale: plast

Features: med gråt låg

Længde/dybde: 29,8cm

Bredde: 26,6cm

Højde: 77,5cm

Vægt, netto: 3225g

Vægt, brutto: 3945g Tilhørende varer: 1999909426