



Produktdatablad

# Blespand, Sangenic/Easiseal Twist&click XL, hvid plast med gråt låg

Varenummer: 1999909403



## Varedeklaration

Forpakning: 1 Stk pr. Kolti, 20 Kolti pr. Palle. Produktbetegnelse: Blespand. Varemærke: Sangenic. Vareserie: Twist&Click XL  
Materiale: plast. Features: med gråt låg. Vægt, netto: 3225 g. Vægt, brutto: 3945 g. Længde/dybde: 29,8 cm. Bredde: 26,6 cm. Højde: 77,5 cm. Direktiver, lovgivning og regler: (EU) 2023/988. Produktbeskrivelse: Affaldsspand specielt til bleer. Det smarte forseglingslåg på Twist & Click blespande omslutter alle ubehagelige lugte, og skubber bleerne dybt ned i skraldespanden og holder dine hænder rene. Antibakteriel multi-lag film dræber 99% af bakterierne. Blespanden kan rumme op til 60 bleer\*, hvilket betyder færre ture til den udvendige skraldespand. (\*Baseret på str. 1 bleer). Ergonomiske greb, der gør den nem at løfte. Tilhørende varer: 1999909426