



Varenummer 1999909426

Refill, Sangenic, hvid, LDPE/sukkerrør, til blespand, parfumeret, mild, passer t. Twist&Click XL

- ✓ Indkapsler lugten
- ✓ Hygiejnisk
- ✓ Beskytter mod bakterier



Produktbeskrivelse

Refill-kassette til affaldsspand er udviklet specielt til bleer og andet hygiejneaffald. Med det smarte forseglingslåg på Twist & Click sluttet der tæt om den enkelte ble, som kommer i spanden, så lugtgener undgås. Den antibakteriel multi-lag film dræber 99% af bakterierne. Blepøserne er fremstillet af sukkerrør, der bliver omdannet til GREENFILM™. Refillen er certificeret med ImGreen, hvilket betyder, at mindst 51% af folien er produceret af biobaseret plast. Refillen er 17,5 meter lang.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Refill
Varemærke	Sangenic
Farve	Hvid
Features	Til blespand, parfumeret, mild, passer t. Twist&Click XL
Materiale	LDPE, sukkerrør
Certifikater	I'm green™ bio-based.
Direktiver, lovgivning og regler	(EC) 1907/2006, (EU) 2023/988

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	6 stk	38.8 cm	20.5 cm	21 cm	5010415433602
stk	1 stk				



The packaging is made from I'm green™ polyethylene. It is produced from sustainable sugar cane which is a naturally renewable material.