



Varenummer 1999909426

Refill til blespand, Sangenic, hvid, LDPE/ sukkerrør, parfumeret, mild, passer t. Twist&Click XL

- ✓ Indkapsler lugten
- ✓ Hygiejnisk
- ✓ Beskytter mod bakterier

Produktbeskrivelse

Refill-kassette til affaldsspand er udviklet specielt til bleer og andet hygiejneaffald. Med det smarte forseglingslåg på Twist & Click sluttes der tæt om den enkelte ble, som kommer i spanden, så lugtgener undgås. Den antibakteriel multi-lag film dræber 99% af bakterierne. Blesposerne er fremstillet af sukkerrør, der bliver omdannet til GREENFILM™.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Refill til blespand
Varemærke	Sangenic
Farve	Hvid
Features	Parfumeret, mild, passer t. Twist&Click XL
Materiale	LDPE, sukkerrør
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	6 stk	38.8 cm	20.5 cm	21 cm	5010415433602
stk	1 stk				