



Produktdatablad

Refill, Sangenic/Easiseal, Twist & Click XL, hvid, parfumeret

Varenummer: 1999909426



Varedeklaration

Forpakning: 6 Stk pr. Koli, 108 Koli pr. Palle. Produktbetegnelse: Refill til blespand Varemærke: Sangenic. Materiale: LDPE, sukkerrør. Features: parfumeret, mild, passer t. Twist&Click XL. Certifikater: I'm greenT bio-based. Direktiver, lovgivning og regler: (EU) 2023/988. Produktbeskrivelse: Refill-kassette til affaldsspand er udviklet specielt til bleer og andet hygiejneaffald. Med det smarte forseglingslåg på Twist & Click sluttes der tæt om den enkelte ble, som kommer i spanden, så lugtgener undgås. Den antibakteriel multi-lag film dræber 99% af bakterierne. Blesposerne er fremstillet af sukkerrør, der bliver omdannet til GREENFILMT. Refillen er certificeret med ImGreen, hvilket betyder, at mindst 51% af folien er produceret af biobaseret plast. Tilhørende varer: 1999909403