

Varenummer 1999909431

Fikseringsbælte, NordiCare StomiTube, XS/S, sort



Produktbeskrivelse

Anvendes ved stomi for at fiksere eller skjule stomibandagen. Er udstyret med en lomme i bunden foran, som er med til at holde stomibandagen på plads. Sømløs bælte i ét lag materiale. Velegnet til stomi på både højre og venstre side.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Fikseringsbælte
Varemærke	NordiCare
Vareserie	StomiTube
Størrelse	XS/S
Farve	Sort
Ingredienser/sammensætning	90% polyester, 10% elastan
Livvidde	65-90 cm
Certifikater	CE. OEKO-TEX. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Vaskeanvisninger	60° maskinevask. For bedste holdbarhed anbefales 40°. Brug ikke blegemiddel, klorin eller skyllemiddel, da det kan forringe materialet. Produktet må ikke, renses, stryges eller komme i tørretumbler.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

For korrekt størrelse tages hoftemålet om det bredeste punkt på bagen.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	3 stk				
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



OEKO-TEX, også kendt som "Confidence in Textiles", er et sundheds- og miljømærke, der bruges over hele verden. Certifikatet sikrer, at tekstiler ikke indeholder stoffer, der er sundheds- eller miljøskadelige.



Produktet indeholder ikke latex.



Produktet kan vaskes ved 60 grader eller derunder.



Produktet må ikke bleges.



Produktet må ikke stryges.



Produktet må ikke kemisk renses.