



Varenummer 1999909495

Antigentest, Siemens Clinitest, COVID-19, næsepodning, á 5 stk



Produktbeskrivelse

CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Self-Test er CE-mærket til selvtest af personer over 12 år uden tilsyn, herunder hjemmetestning. Nasal swab testen kan bruges til symptomatisk eller asymptomatisk selvtest. For børn under 12 år skal prøverne indsamles af eller under opsyn af en voksen. CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen selvtest fås i pakker med 5 og 20 test. Pakken leveres med rør, der er præfyldt med testbuffer, for at gøre testning endnu nemmere – alt efter hvor og hvem der skal teste.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Antigentest
Varemærke	Siemens
Vareserie	Clinitest
Features	COVID-19, næsepodning, á 5 stk
Certifikater	CE, MD
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Generel
Direktiver, lovgivning og regler	IVD Direktivet 98/79/EC

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	850 stk	72 cm	43.4 cm	39.4 cm	816490025146
pk	5 stk	20.4 cm	7.1 cm	4 cm	816490025139
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.