



Varenummer 1999909507

Tympanometer, R16M lite, 18x13,5cm, med holder



Produktbeskrivelse

R16M lite er et brugervenligt og robust tympanometer, med et bærbart design, stor farvetouchskærm og intuitiv i brug. - Livevisning (se kurven live, i mens du måler). - Intern database. - R16M lite har både en 226 Hz og 1000 Hz probe-tone som standard. 1000 Hz er ideelt til brug på små børn i pædiatri. Målinger med en 226 Hz probetone kan ikke benyttes på børn, der er under 8 måneder, på grund af resonanser i mellemøret. R16M har ligeledes en børnetest, som afspiller en video under testen. Samt en evaluering baseret på Jerger Klassifikation. (A,B og C kurver)

Specifikationer

Produktbetegnelse	Tympanometer
Model	R16M lite
Features	Med holder
Længde/dybde	18 cm
Bredde	13.5 cm
Vægt, brutto	570 g
Strømspecifikationer	Med strømkabel
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	36 cm	26.8 cm	17.4 cm	



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

