



Varenummer 1999909571



Tøjvask, Green Care Professional ACTIV Liquid, 5 l, uden farve med parfume

- ✓ Koncentreret
- ✓ Høj vaskeydelse
- ✓ Fri for blegemidler
- ✓ Naturlig aloe vera ekstrakter



Produktbeskrivelse

ACTIV liquid er et koncentreret universelvaskemiddel, der sikrer en høj vaskeydelse selv ved 30 °C. Produktet respekterer biologiske cyklusser og tager hensyn til folks helbred og rengøringspersonalers sikkerhed, er fri for blegemidler og kan derfor bruges til hvide eller farvede stoffer. ACTIV liquid indeholder naturlig aloe vera ekstrakter.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Tøjvask
Varemærke	Green Care Professional
Vareserie	ACTIV Liquid
Features	Uden farve med parfume
pH-værdi (konc.)	ca. 8,4
Rumindhold, netto	5 l
Certifkater	EU-Blomsten.
Doseringsinstruktioner	10-27 ml til 1 kg tøj.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	3 stk	40 cm	20.2 cm	39.2 cm	4031278566734
stk	5000 ml				4031278966732



EU-Blomsten, også kendt som EU's miljømærke (EU Ecolabel), er det officielle miljømærke i Europa. Produkter med EU-Blomsten overholder strenge miljøkrav med hensyn til råmateriale, produktion, brug, dokumentation og sikkerhed.



Flasken er lavet af 100 % genanvendt forbrugsplast.



Produktet anvendes til tøjvask.



Produktet kræver brug af øjenbeskyttelse.



Produktet kan udgøre en sundhedsfare.



Produktet indeholder parfume.



Produktet kræver brug af beskytteshandsker.



Produktet indeholder ikke farve.