



Varenummer 1999909571



## Tøjvask, Green Care Professional ACTIV Liquid, 5 l, flydende, uden farve med parfume

- ✓ Koncentreret
- ✓ Høj vaskeydelse
- ✓ Fri for blegemidler
- ✓ Naturlig aloe vera ekstrakter



### Produktbeskrivelse

ACTIV liquid er et koncentreret universelvaskemiddel, der sikrer en høj vaskeydelse selv ved 30 °C. Produktet respekterer biologiske cyklusser og tager hensyn til folks helbred og rengøringspersonalers sikkerhed, er fri for blegemidler og kan derfor bruges til hvide eller farvede stoffer. ACTIV liquid indeholder naturlig aloe vera ekstrakter.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Tøjvask
Varemærke	Green Care Professional
Vareserie	ACTIV Liquid
Features	Flydende, uden farve med parfume
pH-værdi (konc.)	pH~8
Rumindhold, netto	5 l
Certifikater	EU-Blomsten.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) 1272/2008, (EF) nr. 648/2004
Doseringsinstruktioner	10-27 ml til 1 kg tøj.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	2 stk	29 cm	19 cm	30 cm	4031278526035
stk	5000 ml				4031278926033



EU-Blomsten, også kendt som EU's miljømærke (EU Ecolabel), er det officielle miljømærke i Europa. Produkter med EU-Blomsten overholder strenge miljøkrav med hensyn til råmateriale, produktion, brug, dokumentation og sikkerhed.



Produktet kræver brug af øjenbeskyttelse.



Produktet kræver brug af beskyttelseshandsker.



Produktet er ætsende.



Produktet indeholder  
parfume.



Produktet anvendes til  
tøjvask.



Flasken er lavet af 100 %  
genanvendt forbrugsplast.



Produktet indeholder ikke  
farve.