

Varenummer 1999909683



Gastro

Paptallerken, ABENA Gastro, Ø18cm, hvid, pap, kaolin coating

- ✓ Økonomisk
- ✓ Engangs



Produktbeskrivelse

Paptallerken i god kvalitet, som kan bruges til enhver lejlighed, hvor opvasken vil undgås. Tallerkenen er nedbrydelig, da den ikke er lamineret.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Paptallerken
Varemærke	ABENA
Vareserie	Gastro
Farve	Hvid
Features	Kaolin coating
Materiale	Pap
Diameter	18 cm
Vægt, netto	5.25 g
Vægt, brutto	5.25 g
Tykkelse	205 g/m ²
Certifikater	Til fødevarer
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020, (EF) nr. 1935/2004
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må ikke anvendes i almindelig ovn og mikrobølgeovn.
Temperaturtolerance	Til alle typer fødevarer, på nær alkoholiske fødevarer, ved temperatur op til +70°C i max 2 timer.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1000 stk	37.3 cm	30.7 cm	19 cm	5703538469824
pk	50 stk	17.7 cm	17.7 cm	3.6 cm	5703538469817
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Produktet er lavet af pap.