

Varenummer 1999909684



Gastro

## Paptallerken, ABENA Gastro, Ø22,5cm, hvid, pap, kaolin coating

✓ Den optimale løsning når du vil undgå opvask



### Produktbeskrivelse

Vores paptallerkener er fremstillet i en god kvalitet og kan bruges til enhver lejlighed, hvor du vil have fokus på gæsterne og slippe for opvasken.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Paptallerken
Varemærke	ABENA
Vareserie	Gastro
Farve	Hvid
Features	Kaolin coating
Materiale	Pap
Diameter	22.5 cm
Vægt, netto	8.35 g
Vægt, brutto	8.35 g
Tykkelse	210 g/m <sup>2</sup>
Certifikater	Til fødevarer. Svanemærket.
Svanemærket licensnr.	3047 0023
Anden dokumentation	BfRXXXVI
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må ikke anvendes i almindelig ovn og mikrobølgeovn.
Temperatur Tolerance	Anbefalet brug fra -20°C til +80°C
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	5 pk	33 cm	23 cm	23 cm	5703538469848
pk	100 stk	21.8 cm	21.8 cm	6.5 cm	5703538469831



Svanemærket er et officielt skandinavisk miljømærke. Produkter med det nordiske Svanemærke opfylder strenge miljøkrav med hensyn til råmateriale, produktion, brug, dokumentation og sikkerhed.



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Produktet er lavet af pap.