



Varenummer 1999909715

Audiometer, Luna, med hovedsæt og patientsvarknap, pc-baseret



Produktbeskrivelse

Udfør hurtig og pålidelig screeningsaudiometri med Luna USB headset audiometer. Tilslut headsettet til din Windows®-tablet eller bærbar computer, og du er klar til at begynde at teste dine patienter. Den tilfældige automatiske test giver dig mulighed for at inkludere eller udelukke enhver frekvens, og den skifter tilfældigt mellem frekvens og øre, indtil testen er afsluttet. Før du gemmer testresultaterne, kan du teste bestemte frekvenser igen manuelt. Standard computerkrav: 2 GHz Intel Core 2 Duo CPU, 4 GB Ram, 1,5 GB ledig diskplads, software medfølger.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Audiometer
Varemærke	Luna
Features	Med hovedsæt og patientsvarknap, pc-baseret
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	37.4 cm	30 cm	18.2 cm	5711117223095



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.