



Varenummer 1999909787

## Afspænding, Ecolab Clear Dry Classic, 5 l, med farve og parfume

- ✓ Afspænder vandet
- ✓ Tørrer pletfrit, glansfuldt og hurtigt
- ✓ Skumdæmpet

### Produktbeskrivelse

Clear Dry Classic indeholder specielle tensider, der afspænder vandet, så glas, porcelæn mv. tørre pletfrit, glansfuldt og hurtigt op. Clear Dry Classic er skumdæmpet og udviklet til Ecoplus 2000 systemet for en perfekt opvask. Produktet tilsættes slutskyllevandet gennem doseringsenheden for afspændingsmiddel.









### Specifikationer

Produktbetegnelse	Afspænding
Varemærke	Ecolab
Vareserie	Clear Dry Classic
Features	Med farve og parfume
pH-værdi (konc.)	4,4-5,6
Vægt, netto	5.065 kg
Rumindhold, netto	5 l
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) 1272/2008, (EF) nr. 648/2004
Doseringsinstruktioner	0,2-0,4 ml til 1 l vand.
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares frostfrit i original emballage. Undgå høje temperaturer og direkte sollys.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	2 stk	30.5 cm	15.9 cm	36.6 cm	4028159013661

 <p>Produktet indeholder parfume.</p>	 <p>Produktet indeholder farve.</p>	 <p>Produktet bruges til rens af opvaskemaskiner.</p>
 <p>Produktet kræver brug af øjenbeskyttelse.</p>	 <p>Produktet kræver brug af beskyttelseshandsker.</p>	 <p>Produktet kan udgøre en sundhedsfare.</p>