


Varenummer 1999909866

Ultralydsscanner, Clarius, L7 HD, håndholdt, inkl. batteri og oplader



Produktbeskrivelse

Håndholdt ultralydsscanner med lineær probe. Frekvens: 4 - 13 MHz, max. dybde 11 cm. Anvendelse MSK, nerve, bryst, hals. Sender trådløst signal til din IOS eller Android enhed - indeholder blandt andet B-Mode, Color-Mode, M-Mode. Clarius app'en kan anvendes på alle IOS og Android enheder. Det genopladelige batteri holder op til ca. 1 times scanning. Opladetid 90 minutter

Specifikationer

Produktbetegnelse	Ultralydsscanner
Varemærke	Clarius
Model	L7 HD
Features	Håndholdt, inkl. batteri og oplader
Strømspecifikationer	Batteri
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	11.5 cm	10.5 cm	20.5 cm	



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.