



Varenummer 1999909900

Tonsilfattetang, Aesculap, 20,5cm, rustfrit stål



Produktbeskrivelse

Instrumentet anvendes i forbindelse med tonsillektomi, Blohmke tonsilgfattetang har takkede kæber for at hjælpe med at holde og mobilisere blødt væv under tonsillektomioperationer, Tangen har åbne ringhåndtag.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Tonsilfattetang
Varemærke	Aesculap
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	20.5 cm
Certifikater	CE, MD
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	25 cm	8.5 cm	2 cm	



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.