



Varenummer 1999909945

Refill, Sangenic/Easiseal, hvid, LDPE, parfumeret, mild, passer t. udgået blespand vnr. 2451 (Sangenic Easiseal Maxi)

- ✓ Indkapsler lugten
- ✓ Hygiejnisk

Produktbeskrivelse

Refill-kassette til affaldsspand specielt til bleer og andet hygiejne affald. Med en speciel lukkemekanisme slutes der tæt om den ble, som kommer i spanden så lugtgener undgås. Plastposen i den tilhørende refill-kassette er behandlet med anti-bakterielt middel, der skal forhindre bakterievækst og lugt.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Refill
Varemærke	Sangenic/Easiseal
Farve	Hvid
Features	Parfumeret, mild, passer t. udgået blespand vnr. 2451 (Sangenic Easiseal Maxi)
Materiale	LDPE
Længde/dybde	20.5 m
Direktiver, lovgivning og regler	(EC) 1907/2006, (EU) 2023/988
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Vær opmærksom på om brugerne reagerer allergisk på parfumen. Plast er farligt legetøj for børn

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	6 stk	39.3 cm	19.9 cm	25.6 cm	5010415332714
stk	1 stk				