



Varenummer 1999909959

Toiletrens, Ecolab Into WC Ultra, 750 ml, med farve og parfume

- ✓ Yderst effektiv
- ✓ Fjerner kalk, rust og urinpletter
- ✓ Stærkt

Produktbeskrivelse

Toiletrens Ecolab Into WC Ultra er yderst effektivt toilet rengøringsmiddel, som fjerner kalk, rust og urinpletter. Et stærkt flydende toiletreningsmiddel med høj viskositet til daglig rengøring og fjernelse af kalkbelægninger.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Toiletrens
Varemærke	Ecolab
Vareserie	Into WC Ultra
Features	Med farve og parfume
pH-værdi (konc.)	1
Rumindhold, netto	750 ml
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) 1272/2008, (EF) nr. 648/2004
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares frostfrit i original emballage. Undgå høje temperaturer og direkte sollys.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	12 stk	30.5 cm	22.8 cm	30.8 cm	4028163004297
stk	750 ml				



Produktet kræver brug af beskyttelseshandsker.



Produktet er ætsende.



Produktet bruges til rengøring af toiletter.



Produktet kræver brug af øjenbeskyttelse.