



Varenummer 1999910001

Glasrens, Ecolab Per Vetro, 750 ml, med farve og parfume

- ✓ Tørre hurtigt op
- ✓ Fjerner fingeraftryk, fedt og olierester
- ✓ Hurtigt og effektivt

Produktbeskrivelse

Ecolab Per Vetro er et inventar og glasrengøringsmiddel, som tørre hurtigt op uden at efterlade striber. Produktet fjerner fingeraftryk, rengør hurtigt og mildt samt fjerner fedt og olierester.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Glasrens
Varemærke	Ecolab
Vareserie	Per Vetro
Features	Med farve og parfume
pH-værdi (konc.)	7
Rumindhold, netto	750 ml
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) 1272/2008, (EF) nr. 648/2004
Doseringsinstruktioner	50-150 ml pr 10 l vand til inventarrensning
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares frostfrit i original emballage. Undgå høje temperaturer og direkte sollys.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	12 stk	39.2 cm	22.1 cm	30 cm	4028159041466
stk	750 ml				4028159041473



Produktet bruges til manuel rengøring af overflader.



Produktet bruges til rengøring af møbler.



Produktet indeholder parfume.



Produktet indeholder farve.



Produktet bruges til rengøring af glas.