



Varenummer 1999910006

## Iblødsætningsmiddel, Ecolab Smartpower Presoak, uden klor, med farve og parfume, 1,8 kg

- ✓ Mindsker opvaskeomkostninger
- ✓ Reducere behovet for af omvaske
- ✓ Nem at betjene og genopfylde
- ✓ Fjerner effektivt rustopbygning på bestik
- ✓ Sikker at berøre.

### Produktbeskrivelse

Iblødsætning til bestik Smartpower Presoak mindsker de overordnede opvaskeomkostninger ved at reducere behovet for af omvaske, er nem at betjene og genopfylde. Den fjerner effektivt rustopbygning på bestik og er sikker at berøre.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Iblødsætningsmiddel
Varemærke	Ecolab
Vareserie	Smartpower Presoak
Features	Uden klor, med farve og parfume
pH-værdi (konc.)	ca. 11
Vægt, netto	1.8 kg
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) 1272/2008, (EF) nr. 648/2004
Doseringsinstruktioner	2-3 g til 1 l vand.
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares frostfrit i original emballage. Undgå høje temperaturer og direkte sollys.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	3 stk	34.6 cm	17.8 cm	10.4 cm	4028159089550
stk	1 stk				

Produktet indeholder farve.

Produktet indeholder ikke klor.

Produktet indeholder parfume.

Produktet kan udgøre en sundhedsfare.