

SPIRIGEL® COMPLETE

En alkoholbaseret gel uden tilsætning af farve, giver hurtig desinficering af rengjorte hænder

- Formulering med lav viskositet
- Dermatologisk testet
- Indeholder aloe vera, panthenol og glycerin, hvilket gør den ideel til hyppigt brug
- Enestående hudvenlighed¹

EN 1500 Hygiejnisk hånddesinfektion	3ml/30 sek.
EN 13727 Bakteriedræbende EN 13624 Svampedræbende	15 sek.
EN 14476 Rota/Noro (musefamilien)	15 sek.
Effektiv mod omfattende virusser H5N1 i henhold til RKI/DVV	30 sek.
EN 14476 Virusdræbende	2 min.

100g væske indeholder: 85g Ethanol. Kun egnet til professionelt brug.

BRUGERVEJLEDNING

Designet til brug i Nexa dispensere.

- 1 Påfør Spirigel® Complete i håndfladen på den ene hånd
- 2 Gnid håndfladerne mod hinanden
- 3 Fordel Spirigel® Complete på håndledet og på oversiden af hver hånd, spred også fingrene, så de fletter sammen
- 4 Gnid håndfladerne mod hinanden - spred fingrene for at fordele produktet mellem dem
- 5 Tag fat om fingrene. Gnid op og ned langs fingrene
- 6 Tømmefingeren placeres i modsatte håndflade og drejes i den knyttede næve
- 7 Pres fingrene ind i modsatte håndflade og drej i den knyttede næve
- 8 Når hænderne er tørre, er de helt sikkert helt rene

SIKKERHED

Sikker anvendelse af desinfektionsmiddel. Læs altid etiket og produktoplysninger før brug. Bortskaf emballage, efter du har tømt og lukket den. Produktrester: Se sikkerhedsdatablad. Hold væk fra antændingskilder - Rygning forbudt. Sikkerhedsdatablad kan rekvireres af professionelle brugere.

For yderligere information og sikkerhedsinstruktioner, se produktetiket og sikkerhedsdatablad.

pH-værdi: (100 %)

1 2 3 4 5 6 7 8

EMBALLAGE

6 x 750ml

OPBEVARING

Opbevares mellem 0°C og 25°C i den lukkede originalemballage.

¹ Undersøgelser hos vores kunder viser, at 100% af de forespurte vurderede Spirigel® Completes hudvenlighed til meget bedre (35%), bedre (37%), eller ingen forskel (28%) sammenlignet med en standard gel, data findes på fil.

