



Varenummer 1999910054

Afspænding, Ecolab Smartpower Rinse PL, med farve, uden parfume, 1,1 kg

- ✓ Højkoncentreret
- ✓ Skinnende rent service

Produktbeskrivelse

Smartpower Rinse PL er et højkoncentreret afspændingsmiddel i fast form, som giver skinnende rent og perfekt service. Er velegnet til blødt vand og især til service af plastik.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Afspænding
Varemærke	Ecolab
Vareserie	Smartpower Rinse PL
Features	Med farve, uden parfume
pH-værdi (konc.)	4.5 - 6.0
Vægt, netto	1.1 kg
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) 1272/2008, (EF) nr. 648/2004
Doseringsinstruktioner	0,1 - 0,3 g/L.
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares frostfrit i original emballage. Undgå høje temperaturer og direkte sollys.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	2 stk	20 cm	18.7 cm	11 cm	4028159087310
stk	1 stk				

Produktet indeholder farve.

Produktet indeholder ikke parfume.

Produktet kan udgøre en sundhedsfare.