

Varenummer 1999910054

## Afspænding, Ecolab Smartpower Rinse PL, med farve, uden parfume, 1,1 kg

- ✓ Højkoncentreret
- ✓ Skinnende rent service



### Produktbeskrivelse

Smartpower Rinse PL er et højkoncentreret afspændingsmiddel i fast form, som giver skinnende rent og perfekt service. Er velegnet til blødt vand og især til service af plastik.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Afspænding
Varemærke	Ecolab
Vareserie	Smartpower Rinse PL
Features	Med farve, uden parfume
pH-værdi (konc.)	4.5 - 6.0
Vægt, netto	1.1 kg
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) 1272/2008, (EF) nr. 648/2004
Doseringsinstruktioner	0,1 - 0,3 g/L.
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares frostfrit i original emballage. Undgå høje temperaturer og direkte sollys.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	2 stk	20 cm	18.7 cm	11 cm	4028159087310
stk	1 stk				

Produktet indeholder farve.

Produktet indeholder ikke parfume.

Produktet kan udgøre en sundhedsfare.