



Varenummer 1999910072

Blegemiddel, Ecolab Ecobrite Perfekt Clean, 10 l, uden klor og farve, med parfume



Produktbeskrivelse

Ecobrite Perfekt Clean er koncentreret oxygenbaseret blegemiddel til temperaturer mellem 40°C - 70°C. Det fjerner alle pletter, der kan bleges og kan anvendes på farvede tekstiler i alle vaskemaskiner.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Blegemiddel
Varemærke	Ecolab
Vareserie	Ecobrite Perfekt Clean
Features	Uden klor og farve, med parfume
pH-værdi (konc.)	0,7-1,0
Rumindhold, netto	10 l
Certifikater	Svanemærket.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) 1272/2008, (EF) nr. 648/2004, (EU) 2019/1148
Doseringsinstruktioner	5-15 ml til 1 kg tøj.
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares forsvarligt, i original emballage, utilgængeligt for børn og ikke i direkte sollys.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	22.8 cm	19.5 cm	30.9 cm	4028159076147
stk	10000 ml				



Svanemærket er et officielt skandinavisk miljømærke. Produkter med det nordiske Svanemærke opfylder strenge miljøkrav med hensyn til råmateriale, produktion, brug, dokumentation og sikkerhed.



Produktet kan udgøre en miljømæssig sundhedsfare.



Produktet kræver brug af øjenbeskyttelse.



Produktet kan udgøre en sundhedsfare.



Produktet kan forårsage eller medvirke til brand i andre materialer.



Produktet indeholder parfume.



Produktet indeholder ikke klor.



Produktet indeholder ikke farve.



Produktet er ætsende.