



Varenummer 1999910098

Champagne- og vinkøler, 24,1cm, Ø39,7cm, sølv, metal, bowle

- ✓ Holder drikkevarerne kolde
- ✓ Flot design
- ✓ Enkelt
- ✓ God til pynt

Produktbeskrivelse

Smuk og elegant champagnekøler med en håndlavet hamret overflade i rustfri stål. Kan bruges til alverdens drikkevarer som skal præsenteres pænt og samtidig stå på køl.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Champagne- og vinkøler
Farve	Sølv
Features	Bowle
Materiale	Metal
Højde	24.1 cm
Diameter	39.7 cm
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	6 stk	72.4 cm	42.3 cm	41 cm	
stk	1 stk				

