



Varenummer 1999910222

Ultralydsscanner, Clarius, L15 HD, håndholdt, inkl. batteri og oplader

Produktbeskrivelse

Håndholdt ultralydsscanner med lineær probe. Frekvens: 5-15 MHz, max dybde: 7 cm. Anvendelse: Injektioner, bryst, MSK. Ultralydsprobe sender trådløst signal til din IOS eller Android enhed - indeholder blandt andet B-Mode, Color-Mode, M-Mode. Clarius app'en kan anvendes på alle IOS og Android enheder. Det genopladelige batteri holder op til ca. 1 times scanning. Opladetid 90 minutter.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Ultralydsscanner
Varemærke	Clarius
Model	L15 HD
Features	Håndholdt, inkl. batteri og oplader
Strømspecifikationer	Genopl. batteri
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	20 cm	11 cm	10 cm	