



Varenummer 1999910282

Øreskyllesystem, Otoclear, komplet, flergangs



Produktbeskrivelse

Håndholdt øreskyllesystem til effektiv øreskylning. Pakken indeholder: 1 sprayflaske 470 ml., 20 øreskyllespids og 1 øreskyllekar. Sprayflasken er med indbygget temperaturindikator (indikere temperatur mellem 27 og 54 grader celsius i tre niveauer, "cold", "ok" eller "hot"), øreskyllespiden er designet så den leder tre strømme af vand mod væggen af øregangen og dermed væk fra trommehinden. Udgangsportalen i øreskyllespiden modstår "backsplash" og leder vandet ned i øreskyllekarret. Det anbefales at desinficere Bionix SprayWash-flasken efter evt. brug, hvor der har været kontakt med blod, smitsomt materiale eller ikke-intakt hud.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Øreskyllesystem
Varemærke	Otoclear
Features	Komplet
Engangs/flergangs	Flergangs
Vægt, brutto	0.5 kg
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	32 cm	16 cm	10 cm	8023279258585



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.