



Varenummer 1999910402

Sko, Euro-Dan Classic, 39, sort, SRC, O2, lynlukning, antistatisk indlægssål, vidde 13

## Produktbeskrivelse

Bred fodformet sko med burrebånd og ankelpolstring. Indlægssål i Memory Foam, som antibakteriel, svedabsorberende og antistatisk Indlægssålen kan vaskes ved 30 grader. Antistatisk PU-sål, varmebestandig op til 140 grader C, Olie- og benzin resistent, med Shock Absorber. Vidde 13

## Specifikationer

Produktbetegnelse	Sko
Varemærke	Euro-Dan
Vareserie	Classic
Størrelse	39
Farve	Sort
Features	SRC, O2, lynlukning, antistatisk indlægssål, vidde 13
Engangs/flergangs	Flergangs
Materiale	Permair læder, PU
Produkt- eller teststandarder	EN 20347: 2012
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Temperatur Tolerance	140 grader C
Vaskeanvisninger	Indlæggsålen kan vaskes ved 30 grader C

## Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 par	33.7 cm	23.3 cm	13.4 cm	
par	1 par				5703374115244