



Varenummer 1999910406

Sko, Euro-Dan Classic, 43, sort, SRC, O2, lynlukning, antistatisk indlægssål, vidde 13

Produktbeskrivelse

Bred fodformet sko med burrebånd og ankelpolstring. Indlægssål i Memory Foam, som antibakteriel, svedabsorberende og antistatisk Indlægssålen kan vaskes ved 30 grader. Antistatisk PU-sål, varmebestandig op til 140 grader C, Olie- og benzin resistent, med Shock Absorber. Vidde 13

Specifikationer

| | |
|----------------------------------|---|
| Produktbetegnelse | Sko |
| Varemærke | Euro-Dan |
| Vareserie | Classic |
| Størrelse | 43 |
| Farve | Sort |
| Features | SRC, O2, lynlukning, antistatisk indlægssål, vidde 13 |
| Engangs/flergangs | Flergangs |
| Materiale | Permair læder, PU |
| Produkt- eller teststandarder | EN 20347: 2012 |
| Direktiver, lovgivning og regler | (EU) 2023/988 |
| Temperatur Tolerance | 140 grader C |
| Vaskeanvisninger | Indlægssålen kan vaskes ved 30 grader C |

Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|-------|------------|---------|---------|---------|-----|
| kl | 1 par | 33.7 cm | 23.3 cm | 13.4 cm | |
| par | 1 par | | | | |