



Varenummer 1999910408

Sko, Euro-Dan Classic, 45, sort, SRC, O2, velcro, antistatisk indlægssål, vidde 13

### Produktbeskrivelse

Bred fodformet sko med burrebånd og ankelpolstring. Indlægssål i Memory Foam, som antibakteriel, svedabsorberende og antistatisk Indlægssålen kan vaskes ved 30 grader. Antistatisk PU-sål, varmebestandig op til 140 grader C, Olie- og benzin resistent, med Shock Absorber. Vidde 13

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Sko
Varemærke	Euro-Dan
Vareserie	Classic
Størrelse	45
Farve	Sort
Features	SRC, O2, velcro, antistatisk indlægssål, vidde 13
Engangs/flergangs	Flergangs
Materiale	Permair læder, PU
Produkt- eller teststandarder	EN 20347: 2012
Temperaturtolerance	140 grader C
Vaskeanvisninger	Indlægssålen kan vaskes ved 30 grader C

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 par	33.7 cm	23.3 cm	13.4 cm	
par	1 par				