



Varenummer 1999910409

Sko, Euro-Dan Classic, 46, sort, SRC, O2, lynlukning, antistatisk indlægssål, vidde 13

## Produktbeskrivelse

Bred fodformet sko med burrebånd og ankelpolstring. Indlægssål i Memory Foam, som antibakteriel, svedabsorberende og antistatisk Indlægssålen kan vaskes ved 30 grader. Antistatisk PU-sål, varmebestandig op til 140 grader C, Olie- og benzin resistent, med Shock Absorber. Vidde 13

## Specifikationer

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Produktbetegnelse                | Sko   |
| Varemærke                        | Euro-Dan  |
| Vareserie                        | Classic   |
| Størrelse                        | 46  |
| Farve                            | Sort  |
| Features                         | SRC, O2, lynlukning, antistatisk indlægssål, vidde 13 |
| Engangs/flergangs                | Flegangs  |
| Materiale                        | Permair læder, PU                                     |
| Produkt- eller teststandarder    | EN 20347: 2012  |
| Direktiver, lovgivning og regler | (EU) 2023/988   |
| Temperatur Tolerance             | 140 grader C  |
| Vaskeanvisninger                 | Indlægssålen kan vaskes ved 30 grader C               |

## Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde  | Bredde  | Højde   | EAN |
|-------|------------|---------|---------|---------|-----|
| kll   | 1 par      | 33.7 cm | 23.3 cm | 13.4 cm |     |
| par   | 1 par      |         |         |         |     |