



Varenummer 1999910523

Injektionsserviet, Alkotip, 44x44mm, 70% isopropyl alkohol, i boks



Produktbeskrivelse

Anvendes til desinfektion af mindre område, fx før injektion eller blodprøvetagning.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Injektionsserviet
Varemærke	Alkotip
Farve	Hvid
Features	70% isopropyl alkohol, i boks
Engangs/flergangs	Engangs
Længde/dybde	44 mm
Bredde	44 mm
Certifikater	CE
Direktiver, lovgivning og regler	BPR EU 528/2012
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares frostfrit i original emballage. Undgå høje temperaturer og direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	155 stk	5 cm	5 cm	9.5 cm	5703538471896



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet kan udgøre en sundhedsfare.



Produktet er meget brandfarligt.



Produktet kræver brug af øjenbeskyttelse.



Produktet kræver brug af
beskyttelseshandsker.