



Varenummer 1999910896

Objektglas, 76x26mm, slebne kanter, med skrivefelt

Produktbeskrivelse

Objektglas som anvendes i forbindelse med mikroskopi. Objektglassene har skrivefelt. Det bedste resultat i skrivefeltet opnås med en permanent marker 0,5 mm.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Objektglas
Features	Slebne kanter, med skrivefelt
Længde/dybde	76 mm
Bredde	26 mm
Direktiver, lovgivning og regler	IVD Direktivet 98/79/EC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	200 stk	13 cm	8 cm	9 cm	8023279297751
pk	50 stk				
stk	1 stk				