



Varenummer 1999910937

Transportprop, rød, til QuikRead Go , engangs

Produktbeskrivelse

Prop til transport af QuikRead Go cuvetter. Anvendes under transport af crp-prøve i stedet for reagenshætten.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Transportprop
Farve	Rød
Features	Til QuikRead Go
Engangs/flergangs	Engangs
Vægt, netto	37 g

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	50 stk	16 cm	9 cm	3 cm	
stk	1 stk				